

8	Быстрый количественный тест на тироксин (T4)	<p>Finecare T4 Rapid Quantitative Test - Быстрый количественный тест на тироксин (T4) для анализатора Finecare FIA Meter Plus</p> <p>Определляемые параметры: T4, Rapid Quantitative Test - тест на тироксин (T4).</p> <p>Принцип теста: Количественный экспресс-тест</p> <p>Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ</p> <p>Режим тестирования: Стандартный тест и быстрый тест</p> <p>Время выполнения теста: от 3 до 15 мин.</p> <p>Количество тестов в наборе: 25 штук.</p> <p>Комплектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт.</p> <p><b>УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев.</li> <li>Храните картридж Finecare™ T4- тест на тироксин (T4) при температуре 4 — 30 С, срок годности составляет до 24 месяцев.</li> <li>Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета.</li> </ol>	уп	1	45000	45 000	Поставка в течении 15 рабочих дней со дня заявки	Мангистауская область, город Актау, 24 мкрн Большой комплекс №2, склад Заказчика
9	Быстрый количественный тест на прогестерон (PROG)	<p>Finecare PROG Rapid Quantitative Test - Быстрый количественный тест на прогестерон (PROG) для анализатора Finecare FIA Meter Plus</p> <p>Определляемые параметры: PROG - тест на прогестерон (PROG)</p> <p>Принцип теста: Количественный экспресс-тест</p> <p>Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ</p> <p>Режим тестирования: Стандартный тест и быстрый тест</p> <p>Время выполнения теста: от 3 до 15 мин.</p> <p>Количество тестов в наборе: 25 штук.</p> <p>Комплектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт.</p> <p><b>УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев.</li> <li>Храните картридж Finecare™ PROG - тест на прогестерон (PROG) при температуре 4 — 30 С, срок годности составляет до 24 месяцев.</li> <li>Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета.</li> </ol>	уп	1	45500	45 500	Поставка в течении 15 рабочих дней со дня заявки	Мангистауская область, город Актау, 24 мкрн Большой комплекс №2, склад Заказчика