

Издлия медицинского назначения

04.03.2020- 11.03.2020

№	Наименование ИМН	Техническая спецификация	Ед.изм.	Общее количество	Цена за ед., тенге	Сумма, выделенная для закупки, в тенге	Срок поставки	Место поставки
1	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP)	<p>Finescare CRP (C-reactive protein) Rapid Quantitative Test - Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP)</p> <p>Определяемые параметры: Finescare CRP (C-reactive protein) Rapid Quantitative Test - Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP)</p> <p>Принцип теста: Количественный экспресс-тест</p> <p>Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ</p> <p>Режим тестирования: Стандартный тест и быстрый тест</p> <p>Время выполнения теста: от 3 до 15 мин.</p> <p>Количество тестов в наборе: 25 штук.</p> <p>Комплектация: Картридж-25шт., идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт., инструкция по эксплуатации-1шт.</p> <p>УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ</p> <p>1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев.</p> <p>2. Храните CRP (C-reactive protein) Rapid Quantitative Test - Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) при температуре 4-30С, срок годности составляет до 24 месяцев.</p> <p>3. Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета.</p>	уп	1	29 000	29 000	Поставка в течении 15 рабочих дней со дня заявки	Магистральная область, город Актау, 24 мкрн. Больничный комплекс №2, склад Заказчика