

10	Быстрый количественный тест на фолликулостимулирующий гормон (FSH)	<p>Finescare FSH Rapid Quantitative Test - Быстрый количественный тест на фолликулостимулирующий гормон (FSH) для анализатора Finescare FIA Meter Plus</p> <p>Определяемые параметры: FSH- тест на фолликулостимулирующий гормон (FSH)</p> <p>Принцип теста: Количественный экспресс-тест</p> <p>Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ</p> <p>Режим тестирования: Стандартный тест и быстрый тест</p> <p>Время выполнения теста: от 3 до 15 мин.</p> <p>Количество тестов в наборе: 25 штук.</p> <p>Комплектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт.</p> <p>УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ</p> <p>1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев.</p> <p>2. Храните картридж Finescare™ FSH- тест на фолликулостимулирующий гормон (FSH) при температуре 4 — 30 С, срок годности составляет до 24 месяцев.</p> <p>3. Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета.</p>	уп	1	45500	45 500	Поставка в течении 15 рабочих дней со дня заявки	Мангистауская область, город Актау, 24 мкрн. Больничный комплекс №2, склад Заказчика
11	Быстрый количественный тест на раково-эмбриональный антиген (CEA)	<p>Finescare CEA Rapid Quantitative Test - Быстрый количественный тест на раково-эмбриональный антиген (CEA) для анализатора Finescare FIA Meter Plus</p> <p>Определяемые параметры: CEA Rapid Quantitative Test - тест на раково-эмбриональный антиген (CEA)</p> <p>Принцип теста: Количественный экспресс-тест</p> <p>Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ</p> <p>Режим тестирования: Стандартный тест и быстрый тест</p> <p>Время выполнения теста: от 3 до 15 мин.</p> <p>Количество тестов в наборе: 25 штук.</p> <p>Комплектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт.</p> <p>УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ</p> <p>1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев.</p> <p>2. Храните картридж Finescare™ CEA Rapid Quantitative Test - тест на раково-эмбриональный антиген (CEA) при температуре 4 — 30 С, срок годности составляет до 24 месяцев.</p> <p>3. Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета.</p>	уп	1	56000	56 000	Поставка в течении 15 рабочих дней со дня заявки	Мангистауская область, город Актау, 24 мкрн. Больничный комплекс №2, склад Заказчика