

4	Быстрый количественный тест на альфа-фетопротеин (AFP)	<p>Finescare (AFP) Alpha Fetal Protein Rapid Quantitative Test - Быстрый количественный тест на альфа-фетопротеин (AFP) портативного флуоресцентного для анализатора Finescare FIA Meter Plus</p> <p>Определяемые параметры: (AFP) Alpha Fetal Protein - тест на альфа-фетопротеин</p> <p>Принцип теста: Количественный экспресс-тест</p> <p>Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ</p> <p>Режим тестирования: Стандартный тест и быстрый тест</p> <p>Время выполнения теста: от 3 до 15 мин.</p> <p>Количество тестов в наборе: 25 штук.</p> <p>Комплектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт.</p> <p>УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ</p> <p>1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев.</p> <p>2. Храните картридж Finescare™(AFP) Alpha Fetal Protein - тест на альфа-фетопротеин при температуре 4 — 30 С, срок годности составляет до 24 месяцев.</p> <p>3. Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета.</p>	уп	1	31500	31 500	Поставка в течении 15 рабочих дней со дня заявки	Магистауская область, город Актау, 24 мкрн. Больничный комплекс №2, склад Заказчика
5	Быстрый количественный тест на простатический специфический антиген (PSA)	<p>Finescare (PSA) Prostate Specific Antigen Rapid Quantitative Test - Быстрый количественный тест на простатический специфический антиген (PSA) для анализатора Finescare FIA Meter Plus</p> <p>Определяемые параметры: (PSA) Prostate Specific Antigen - тест на простатический специфический антиген (PSA)</p> <p>Принцип теста: Количественный экспресс-тест</p> <p>Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ</p> <p>Режим тестирования: Стандартный тест и быстрый тест</p> <p>Время выполнения теста: от 3 до 15 мин.</p> <p>Количество тестов в наборе: 25 штук.</p> <p>Комплектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт.</p> <p>УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ</p> <p>1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев.</p> <p>2. Храните картридж Finescare™ (PSA) Prostate Specific Antigen - тест на простатический специфический антиген (PSA) при температуре 4 — 30 С, срок годности составляет до 24 месяцев.</p> <p>3. Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета.</p>	уп	1	33250	33 250	Поставка в течении 15 рабочих дней со дня заявки	Магистауская область, город Актау, 24 мкрн. Больничный комплекс №2, склад Заказчика